

راهنمای استفاده از 6700



Charming Health

فهرست

قبل از استفاده

نکات ایمنی...

ویژگی های دستگاه...

پیکربندی دستگاه....

راهنمای راه اندازی

راهنمای راه اندازی صندلی ماساژ (راه اندازی اتوماتیک)...

راهنمای استفاده از کنترل از راه دور...

نکات قبل از استفاده....

نصب کردن

نصب زیرپایی...

نصف پنل جانبی...

نصب دسته صندلی...

نصب کوسن نشیمنگاه...

نصب کوسن پشتی و سر صندلی...

آماده سازی قبل از استفاده...

مراقبت و تعمیر

مراقبت...

مراقبت و نگهداری ...

عیب یابی...

خصوصیات دستگاه...

قواعد صندلی ماساژ

نمودار ستون فقرات...

نمودار نقاط طب سوزنی کف پا...

نکات ایمنی

- قبل از استفاده لطفاً «نکات ایمنی» را به دقت برای استفاده درست از دستگاه بخوانید.
- نکات زیر به استفاده درست و ایمن از دستگاه کمک می کند و از خسارات احتمالی به دستگاه و صدمه به فرد و دیگران جلوگیری می کند.
- نکات به موارد «هشدار» و «اخطار» طبق درجه خطرشان در صورت رعایت نشدن طبقه بندی شده است.
- بعد از مطالعه لطفاً راهنما را برای استفاده آتی در دسترس قرار دهید.
- این دستگاه برای استفاده افرادی که (شامل کودکان) با کاهش توانایی های فیزیکی، حسی و ذهنی رو به رو هستند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است مگر با نظارت و راهنمایی افرادی که مسئول سلامت آنها می باشند. مطمئن شوید کودکان با دستگاه بازی نکنند.

هشدار!

در زمان تنظیم پشتی صندلی	لطفاً از وجود فرد (مخصوصاً نوزادان یا کودکان)، حیوانات خانگی یا موانعی مانند وسایل خانه در پشت صندلی مطمئن شوید. از هر گونه حادثه به افراد یا خسارت به وسایل و دستگاه اجتناب کنید.
منبع تغذیه را با ولتاژ غیر استاندارد استفاده نکنید.	استفاده از ولتاژ غیر استاندارد ممکن است موجب حوادثی مانند برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
اگر نقصی در صندلی ماساژ وجود دارد.	فوراً دو شاخه را از پریز بکشید و برای بررسی با فروشنده تماس بگیرید.
در زمان قطعی برق	لطفاً کلید خاموش دستگاه را بزنید و دو شاخه را بکشید.
اگر از دستگاه استفاده نمی کنید.	لطفاً کلید خاموش دستگاه را بزنید و دو شاخه را بکشید.
اگر سیم برق یا دو شاخه آسیب دیده است.	برای اجتناب از هرگونه خطر باید متخصص فنی از طرف تولید کننده یا نمایندگی یا افراد متخصص دیگر آنها را تعویض کنند.
صندلی را در سطح صاف قرار دهید.	قرار دادن دستگاه در سطح ناهموار ممکن است باعث ایجاد سروصدا شود.
روی دسته یا پشتی صندلی نشینید.	در غیر این صورت، ممکن است دستگاه واژگون شود و صدمه ببیند.
اگر سطوح را پاره شده دیدید.	لطفاً از دستگاه استفاده نکنید و به فروشنده اطلاع دهید. در غیر این صورت ممکن است باعث حادثه شود.

در صورت وجود موارد زیر، با توصیه پزشک از دستگاه استفاده کنید:

• بیمارانی که در حال حاضر در حال درمان پزشکی هستند به خصوص کسانی که در بدن ناخوشی حس می کنند.
• بیمارانی که ستون فقرات غیرطبیعی دارند. (مانند ستون فقرات خم شده)
• بیمارانی که تومور بدخیم دارند.
• بیمارانی که هرگونه بیماری حادی دارند.
• افرادی که پوکی استخوان دارند.



• خانوم هایی که باردار یا در زمان قاعدگی هستند.
• افراد سالخورده
• افرادی که بیماری قلبی دارند. (آنژین، آنفارکتوس قلب یا دارای دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب)
• بیمارانی که تب بالا دارند.
• افرادی که بدن ضعیفی دارند.
• افرادی که ناتوانی های حسی دارند.

اخطار!

کف صندلی حتماً باید روی زمین قرار بگیرد.	ممکن است باعث خسارت به دستگاه یا برق گرفتگی شود.
آداپتور یا دستگاه تبدیل نباید با این صندلی استفاده شود.	ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.
از بنزین یا تینر برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.	شاید باعث کهنه شدن یا تغییر رنگ چرم آن یا آتش سوزی شود.
روی دسته یا پشتی صندلی نشینید.	ممکن است باعث مصدومیت یا آسیب به دستگاه شود.
دستگاه را با غلتاندن چرخ زیر صندلی روی کف زمین چوبی یا فرش حرکت ندهید.	ممکن است باعث آسیب به کف زمین شود.
بلافاصله بعد از صرف غذا از صندلی استفاده نکنید.	ممکن است احساس مریضی کنید.
وقتی کسی روی صندلی نشسته است آن را حرکت ندهید.	ممکن است باعث مصدومیت یا آسیب به دستگاه شود.
اجازه ندهید بیشتر از یک نفر روی صندلی بنشیند.	ممکن است باعث مصدومیت یا آسیب به دستگاه شود.
بدون لباس از دستگاه استفاده نکنید.	پوست مستقیماً با سطح صندلی ساییده می شود و درد ایجاد می کند.
در زمان استفاده از دستگاه از زیورآلات برای مو استفاده نکنید.	ممکن است باعث مصدومیت شود.
با چیزهای سخت یا نوک تیز به دسته صندلی ضربه نزنید.	ممکن است به ظاهر دستگاه آسیب بزند.
از دستگاه با پتو یا بالش استفاده نکنید.	حرارت بیش از اندازه تولید می کند و باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به فرد می شود.
آب یا مایعات روی صندلی نریزید.	ممکن است باعث برق گرفتگی، اتصالی یا احتراق شود.
بیرون از ساختمان از دستگاه استفاده نکنید.	ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.

- **نصب آسان دسته صندلی**
دسته صندلی به آسانی، ایمن و خیلی راحت نصب می شود.
- **صاحب امتیاز طراحی ایمن زیر پایی**
بلند کردن زیر پایی با انبساط موتور محدود نمی شود. می تواند به صورت خودکار با قد هر فرد تنظیم شود.
- **حس 3D ماساژ تمام بدن**
صاحب امتیاز سیستم هوای پیشرفته که فشار هوای وسیع و جریان هوای مداومی را فراهم می کند تا از ماساژ خود لذت ببرید.
- **طراحی فضای صفر**
مفهوم منحصر به فرد فضای صفر، فضای کمتری اشغال می کند و تنها به اندازه دو انگشت از دیوار فاصله می خواهد.
- **موتور ایمن**
طراحی ایمن اروپایی موتور با ولتاژ پایین ۲۴ ولت تا سروصدا را کاهش دهد و ماساژ راحتی را به ارمغان بیاورد.
- **شش برنامه پر قدرت خودکار برای ماساژی بی نظیر**
شش برنامه ماساژ خودکار و راحت سفارشی طراحی شده است تا از ماساژی شبیه ماساژ متخصصی حرفه ای لذت ببرید.
- **تکنیک های متنوع ماساژ**
این صندلی تکنیک های متنوعی مانند شیاتسو، ماساژ، مالش، ضربه، فشار هوا و غیره را فراهم می کند و می تواند با تلفیق این تکنیک های پایه ماساژهای متفاوتی را انجام دهد.
- **کنترل از راه دور slide-to-store**
طراحی دقیق slide-to-store کنترل از راه دور کار کردن با دستگاه را راحت تر می کند.
- **نسل دوم ردیابی خودکار پشت بدن**
ردیابی مادون قرمز می تواند به طور دقیق شکل بدن را شناسایی کند و به طور خودکار طول ستون فقرات را برای رسیدن به مطلوب ترین موضع ماساژ اسکن کند.

پیکربندی دستگاه




هشدار!

- قبل از زدن دوشاخه به پریز برق مطمئن شوید که سوئیچ برق روی OFF باشد.
- دوشاخه باید به درستی به پریز متصل شود در غیر این صورت باعث برق گرفتگی یا احتراق می‌شود.

- پریز را همزمان با وسایل برقی دیگر استفاده نکنید.
- از هیچگونه دستگاه مبدلی استفاده نکنید.

راهنمای راه اندازی صندلی ماساژ (راه اندازی اتوماتیک)

۱. دو شاخه را به پریز بزنید.



۲. دکمه روشن را بزنید. (مانند هر تصویر)

(دکمه روشن کردن دستگاه در پشتِ پشتی صندلی قرار دارد.)

(با روشن کردن دستگاه چراغ LED روشن می شود و دکمه پاور روی کنترل از راه دور به رنگ قرمز در می آید.)



۳. دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور (مانند هر تصویر)

بعد از فشردن، دکمه روشن/خاموش به رنگ آبی در می آید، نشیمنگاه می لرزد و بهترین موضع به صورت خودکار تنظیم می شود. سپس بدن اسکن می شود و وارد برنامه گرانش صفر می شود.

* هر زمان می توانید با فشردن برنامه خودکار ماساژ دیگر، شیوه را تغییر دهید. با فشردن دوباره دکمه روشن/خاموش به رنگ قرمز می شود و دستگاه خاموش می شود.

۱. راهنمای کار با دکمه برنامه‌های ماساژ خودکار





- با فشار این دکمه ماساژ داینامیک ترکیب شده با ماساژ فشار هوا جهت آرامش تمام پشت بدن شروع می‌شود.
- ماساژ کل بدن ترکیب با ماساژ کششی پشت، کمر و پاها شروع می‌شود.
- با فشار این دکمه ماساژ خودکار خواب آغاز می‌شود. مناسب برای افرادی که خیلی خسته هستند یا به استراحت نیاز دارند.



- برنامه سلامتی برای ماساژ و آرامش تمام بدن.
- برنامه‌ای که تکنیک‌های ماساژ بسیار ملایم و مطلوبی برای افراد خسته دارد.
- برنامه‌ای برای ماساژ کمر و ران.

هشدار!

- هر بار که برنامه‌های خودکار شروع شود یا با تغییر هر برنامه، صندلی شروع به شناسایی بدن می‌کند تا بهترین موضع را تشخیص دهد.
- در حین تشخیص بدن صداهایی را خواهید شنید.
- لطفاً در حین تشخیص بدن آرام و به درستی بنشینید تا موضع بدن دقیق به دست آید.

۲. راهنمای کار با دکمه‌های ماساژ ترکیبی


- این دکمه را نگهدارید تا غلتک‌ها به سمت بالا حرکت کنند. و پا رها کردن غلتک‌ها نیز متوقف می‌شوند.
- این دکمه ماساژ فشار هوای خودکار در کوسن سر را فعال می‌کند و با فشار دوباره متوقف می‌شود.
- این دکمه شدت ماساژ غلتک کف پا را تنظیم می‌کند. نشانگر رنگ بنفش شدت کم، آبی شدت متوسط و قرمز شدت زیاد را مشخص می‌کند.
- این دکمه جهت تنظیم شدت ماساژ کوسن هواست. آبی شدت متوسط و قرمز شدت زیاد را مشخص می‌کند.





- با نگه داشتن این دکمه غلتک‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند، جهت توقف دکمه را رها کنید.
- با فشار این دکمه عملکرد حرارتی فعال و با فشاری دوباره غیرفعال می‌شود. (عمدتاً برای حرارت دهی میان تنه است)
- این دکمه برای راهاندازی غلتک‌های ماساژ کف پا هستند. با یک فشار فعال و با فشاری دیگر متوقف می‌شوند.
- ماساژ هوا را برای ۵ ثانیه متوقف می‌کند.

۳. راهنمای کار با دکمه‌های عملکرد صعودی و نزولی




زمانی که این دکمه به رنگ قرمز می‌شود یعنی وارد حالت جاذبه صفر شده است. در همین حال می‌توانید با فشار دکمه‌های خم کردن زاویه را تنظیم کنید.
(این دکمه تنها در زمان فعال بودن برنامه‌های داینامیک و گردن و شانه کار می‌کند.)
توجه: وقتی برنامه جاذبه صفر فعال است، دکمه‌های صعودی و نزولی تنها برای زیرپایی کارایی دارند و نه برای پشتی صندلی.

- این دکمه، دکمه صعودی برای جاذبه صفر است. همزمان پشتی صندلی را بالا و زیرپایی را پایین می‌برد. جهت توقف دکمه را رها کنید.
- این دکمه برای بالا بردن پشتی صندلی است. فشار دهید و نگه دارید تا پشتی صندلی بالا رود و همزمان زیرپایی نیز پایین می‌رود. جهت توقف دکمه را رها کنید.
- این دکمه برای پایین آوردن پشتی صندلی است. فشار دهید و نگه دارید تا پشتی صندلی پایین رود و همزمان زیرپایی بالا می‌رود. جهت توقف دکمه را رها کنید.

- این دکمه، دکمه نزولی برای برنامه جاذبه صفر است. فشار دهید و نگهدارید تا پشتی پایین رود و همزمان زیرپایی بالا بیاید. برای توقف دکمه را رها کنید.
- این دکمه جهت بالا بردن زیرپایی است. فشار دهید و نگهدارید تا زیرپایی بالا رود. در این حین پشتی صندلی ثابت می‌ماند. رها کنید تا متوقف شود.
- این دکمه جهت پایین آوردن زیرپایی است. فشار دهید و نگهدارید تا زیرپایی پایین بیاید. در این حین پشتی صندلی ثابت می‌ماند. رها کنید تا متوقف شود.



۴. راهنمای کار با دکمه‌های عملکرد دستی



این دکمه برای جمع کردن موتور 3D است. فشار و نگهدارید. جهت توقف آن را رها کنید.

این دکمه برای قفل کردن مکانیسم 3D است. با فشار اول ماساژ ۴ غلتک به دو غلتک تغییر می‌کند. با فشار دوباره ماساژ ۲ غلتکی، ۴ غلتکی می‌شود.

این دکمه برای ماساژ مالشی است. با یک فشار شروع و با فشار دوباره آن را متوقف کنید.

این دکمه برای ماساژ فشار انگشت است. با یک فشار شروع و با فشار دوباره آن را متوقف کنید.

این دکمه برای ماساژ فشار هوای کل بدن است.

جهت تنظیم پهنای غلتک‌های ماساژ. این عملکرد تنها برای ماساژهای ضربه‌ای و فشار انگشت کاربرد دارد. اندازه پهنای رنگ نشان داده می‌شود. (قرمز-باریک، آبی-متوسط، بنفش-پهن)

این دکمه برای ماساژ فشار هوای کمر است. با یک فشار شروع و با فشاری دیگر متوقف می‌شود.

این دکمه برای ماساژ شانه است و می‌تواند مالشی و ضربه‌ای نیز به آن اضافه شود.

این دکمه برای بسط دادن موتور 3D است. جهت شروع فشار دهید و نگهدارید. برای توقف آن را رها کنید.

جهت شروع ماساژ ضربه‌ای این دکمه را فشار دهید و برای توقف فشاری دیگر دهید.

این دکمه ماساژ کل بدن را شروع می‌کند و می‌تواند با ماساژهای دستی دیگر مانند فشار انگشت، مالشی، شانه، کمر و غیره ترکیب شود.

این دکمه برای ماساژ مالشی به سمت داخل و خارج است. فشار اول ماساژ مالش را به سمت داخل و فشاری دیگر به سمت خارج شروع می‌کند. با فشار سوم ماساژ متوقف می‌شود.

با این دکمه شدت ماساژ مالشی در سه سطح قابل تنظیم است و با نورهای رنگی نشان داده می‌شوند. (آبی-متوسط، قرمز-زیاد، بنفش-کم)


این دکمه شدت ماساژ ضربه‌ای را در سه سطح تنظیم می‌کند و با نورهای رنگی نشان داده می‌شوند. (آبی-متوسط، قرمز-زیاد، بنفش-کم)

این دکمه برای ماساژ کوسن هوای دست‌هاست. با یک فشار شروع و با فشاری دیگری متوقف می‌شود.

این دکمه برای ماساژ کوسن هوای نشیمنگاه است. با یک فشار شروع و با فشاری دیگری متوقف می‌شود.

این دکمه برای ماساژ کوسن هوای ران پا است. با یک فشار شروع و با فشاری دیگری متوقف می‌شود.

این دکمه برای ماساژ کوسن هوای کف پا است. با یک فشار شروع و با فشاری دیگری متوقف می‌شود.



۶. راهنمای استفاده از دکمه «PUASE»



این دکمه توقف است و با آن تمام عملکردهای جاری متوقف می‌شود.


هشدار!

- در شرایط اضطراری یا زمانی که وضعیت غیر عادی‌ای حس کردید با این دکمه فوراً عملکردهای صندلی متوقف می‌شود.
- اگر حس کردید شدت ماساژ پا زیاد است می‌توانید از پد حائل استفاده کنید.


A. صندلی (پشتی صندلی و زیرپایی) را به حالت شروع بازگردانید.

صندلی در صورتی که در حالت جاذبه صفر و برنامه‌های کششی باشد به صورت خودکار ریست می‌شود. در برنامه‌ها و حالات دستی دیگر باید به صورت دستی ریست شود.

۱. دکمه نزولی زیرپایی را  برای پایین رفتن آن فشار دهید. وقتی قسمت جلویی به زمین رسید برای سه ثانیه دیگر فشار  را ادامه دهید.




۲. دکمه صعودی پشتی صندلی را  برای بالا بردن آن فشار دهید. وقتی پشتی در حال بالا آمدن است فشردن دکمه  را برای سه ثانیه دیگر ادامه دهید.



۳. یا کلید خاموش/روشن را فشار دهید تا صندلی را خاموش کنید و صندلی به صورت خودکار ریست شود.

۴. کلید سوییچ پشت پشتی صندلی را  در حالت OFF قرار دهید تا منبع تغذیه قطع شود.



هشدار!

- قبل از گذاشتن صندلی مطمئن شوید کسی به خصوص کودکان نزدیک آن نباشند.
- توصیه می‌شود برای صرفه جویی در انرژی دوشاخه را از پریز بکشید.

B. روش های حرکت

۱. به منظور حرکت با چرخ های زیر صندلی، سیم برق را از دو شاخه جدا کنید. سپس از قسمت زیر پایی صندلی را بلند کنید و طبق تصویر آن را به سمت جلو حرکت دهید.



۲. جهت حمل صندلی، پشتی و زیرپایی صندلی را در دست بگیرید و حرکت دهید. صندلی را محکم در دست نگهدارید و گر نه به کف اتاق آسیب می‌رساند یا باعث مصدومیت می‌شود.


اخطار!

۱. در حین حرکت لطفاً دقت کنید سیم برق دور چرخ نیچد و پایتان را روی سیم نگذارید.

۲. اگر کف زمین به آسانی خراشیده می شود، برای حرکت از چرخ ها استفاده نکنید. برای حرکت، صندلی باید دو نفری بلند شود.

۳. چرخ ها را روی زمین سیمانی حرکت ندهید تا از هر گونه آسیب به آن ها جلوگیری شود.

۴. صندلی را از دسته بلند نکنید، هول ندهید و نکشید. به دسته آسیب می رسد.



صندلی را از دسته بلند نکنید، هول ندهید و نکشید.
به دسته آسیب می رسد.

لطفاً روی پشتی، دسته و زیرپایی با پای باز نشیمنید تا آسیب نبینید.



وقتی به پشت دراز کشیدید یا زیرپایی در حال بالا یا پایین رفتن است، حتماً مطمئن شوید زیر یا پشت صندلی کسی یا چیزی نباشد. در غیر این صورت به افراد یا وسایل آسیب وارد می شود.

A. لوازم جانبی برای زیرپایی (لوازم جانبی در یک پلاستیک به دفترچه راهنما متصل است).



شکل g

میخ پرچی R (یک عدد)



شکل h


واشر h (دو عدد)



i 2

شکل i

پیچ بلند i2 (یک عدد)



شکل z

پیچ و مهره (هر کدام دو عدد)



B. مراحل نصب

قدم اول:

۱. لوله‌های هوا و سیم‌های اتصال را از جعبه درآورید.


۲. سیم اتصال زیرپایی را طبق شکل بیرون آورید.

۳. قسمت زیرین زیرپایی را بلند کنید. مجرای مربعی بلند (W) را به زیرپایی U شکل (U) با پیچ بلند i2 متصل کنید. سپس میخ پرچی R (g) را روی آن بگذارید و طبق شکل خم کنید.




مرحله دوم:

لوله‌های هوای جلوی صندلی را به درستی با لوله‌های زیرپایی متصل کنید و پوشش پارچه‌ای را ببوشانید.




مرحله سوم:

زیرپایی را بلند کنید و آن را با واشر و پیچ‌های کوتاه متصل کنید. سپس میخ‌های پرچی و پیچ را روی مهره ببندید. مانند تصویر زیر.



مرحله چهارم:

نوار چسب را بچسبانید و پوشش چرمی آن را به خوبی تنظیم کنید. (مانند تصویر)



A. لوازم جانبی پنل (لوازم در جعبه سیم برق موجود است)

b2



شکل b2
واشرهای کوچک
(۴ عدد)

C



شکل C
مهره
(۴ عدد)


d



شکل d
پدهای فنری
(۴ عدد)

B. مراحل نصب


مرحله ۱:



شکل ۱

سیم‌های چراغ‌های LED را به پنل‌های جانبی متصل کنید. (تذکر: سیم LED دسته سمت چپ دارای یک سیم رابط و چراغ دسته سمت راست دارای دو سیم رابط است)

مرحله ۲:



شکل ۲

پیچ‌های A2، B2 را در سوراخ‌های A1، B1 قرار دهید و سپس هر کدام را جداگانه وارد کنید.

مرحله ۳:


یک واشر کوچک b2 و پد فنری d را داخل پیچ A2، B2 کنید. سپس با مهره C آنها را ثابت کنید. (شکل ۲)

نصب دسته صندلی

۱. مراحل نصب


مرحله اول:

جفت میله‌های دسته صندلی (E) را در حفره آنها (E1) وارد و یکی از دسته‌های صندلی را نصب کنید.




۲. اتصال لوله‌های هوای دسته صندلی

زمانی که اتصال را انجام می‌دهید لوله‌های هوای دسته و آنهایی که زیر بدنه هستند را باید به ترتیب حروف T، S، R متصل کنید. سپس آنها را با پوشش پارچه‌ای بپوشانید.




نصب کوسن نشیمنگاه

سه لوله هوا را به نام‌های H، I، J با لوله‌های زیر بدنه طبق حروف متصل کنید و کوسن نشیمنگاه را قرار دهید.



نصب کوسن سر و کوسن پشتی صندلی

کوسن پشتی را با زیپ به پشتی صندلی وصل کنید و بالش را با نوار چسب به کوسن پشتی متصل کنید.




- لطفاً بالش را در طول ماساژ به پشت برگردانید.
- در صورت ماساژ با شدت زیاد، بالش را بعد از نصب استفاده کنید.

- در مواقعی که صندلی برای ماساژ استفاده نمی‌شود، می‌توانید بعد از نصب کوسن پشتی و بالش آن را به عنوان کاناپه استفاده کنید.

آماده سازی قبل از استفاده

۱. مکان قرار دادن




- صندلی ماساژ را در محلی مانند حمام که رطوبت بسیار زیاد است قرار ندهید.
- صندلی را به مدت زیاد در برابر تابش مستقیم نور آفتاب یا نزدیک بخاری یا رادیاتور که گرما بسیار زیاد است قرار ندهید.
- زیر صندلی فرش یا موکت بیندازید تا مانع از آسیب به کف اتاق و صدای آزار دهنده در طول ماساژ شود.
- در محلی که خاک، شن و گرد و غبار است از صندلی استفاده نکنید.
- منابع آتش مانند سیگار یا زیر سیگاری را از صندلی دور نگه دارید.

۲. مطمئن شوید فضای کافی برای خواباندن پشتی صندلی ماساژ وجود دارد .

A. به منظور عدم تماس پشتی صندلی با دیوار یا اشیای دیگر هنگام خواباندن آن، لطفاً صندلی را از عقب حدود ۴ سانتی متر با دیوار یا اشیا فاصله دهید.

B. لطفاً احتیاط کنید کسی یا چیزی، پشت صندلی ماساژ نباشد.



۳. چگونه منبع تغذیه را قطع کنید.



دو شاخه برق
⚡ اطمینان حاصل کنید سطح
دو شاخه آسیب دیده یا پوسته
شده نباشد.

A. دو شاخه را از پریز بکشید.

*قبل از کشیدن لطفأ مطمئن شوید، کلید خاموش و روشن روی وضعیت OFF باشد.

مراقبت

⚠ هشدار!

برای مراقبت یا تمیز کردن ابتدا کلید سوییچ را خاموش کنید و سپس دو شاخه برق را از پریز بکشید.

روش ها و مراحل مراقبت از صندلی ماساژ

روش ها:

لطفأ از پارچه ای لطیف و خشک برای پاک کردن سطح دستگاه استفاده کنید. (از بنزولین، الکل یا رقیق کننده استفاده نکنید و روی سطح صندلی نریزید.) در غیر این صورت، سطح صندلی ممکن است بد شکل و چرم آن خراب شود. پارچه لطیفی را با آب گرم و پاک کننده خیس کنید و از آن برای تمیز کردن سطح صندلی استفاده کنید. در آخر، از پارچه خشک برای کمی خشک کردن سطح استفاده کنید و بگذارید به صورت طبیعی خشک شود. (از روش های خشک کردن سریع استفاده نکنید.)

مراحل: لطفأ از روش بالا برای پاک کردن محل های زیر استفاده کنید.

۱. بالشتک، ۲. کوسن پشتی، ۳. پوشش چرمی پشتی صندلی، ۴. پوشش چرمی کوسن نشیمنگاه، ۵. پوشش چرمی زیرپایی، ۶. قسمت های دست، ۷. صفحه های کناری

تمیز کردن دسته صندلی و پوشش پشت

۱. پارچه لطیفی را در پاک کننده رقیق بی اثر خیس کنید و سپس پارچه را بچلانید.

۲. با این پارچه، کثیفی را از روی دستگاه پاک کنید.

۳. با پارچه ای خشک دستگاه را خشک کنید.

ⓘ **اخطار!**

- حیوانات را از صندلی دور نگه دارید، موهایشان ممکن است داخل صندلی رود و باعث مشکل فنی شود.
- هیچوقت از پارچه خیس برای پاک کردن صندلی استفاده نکنید. ممکن است باعث مشکل فنی شود.

مراقبت و نگهداری

مراقبت روزانه

۱. زمانی که آلودگی ای روی دستگاه است لطفاً از پارچه ای آغشته به پاک کننده بی اثر برای پاک کردن محل کثیفی استفاده کنید.
۲. بعد از استفاده، دسته صندلی و زیر پایی را در محل اولیه قرار دهید.
۳. با دقت از زیر پایی استفاده کنید. روی آن فشار نیاورید، ننشینید یا قدم نگذارید.



روش نگهداری

لطفاً دستگاه را در شرایط زیر نگه دارید:

دمای محیط: 0°C - 40°C

رطوبت: (بدون تغلیظ) 30% RH-85%RH

دستگاه را در جایی با دمای بالا، مرطوب، در معرض تابش مستقیم آفتاب یا مجاورت گازهای خورنده نگهداری نکنید.

محل نگهداری

ابتدا دستگاه را تمیز کنید. در جایی خشک و بدون آلودگی قرار دهید. دستگاه را در محیط کثیف، چرب، مرطوب و دارای دود استفاده نکنید.

عیب یابی


مشکل	چگونگی بررسی	چگونگی حل
وجود صدا هنگام کار	صداهاى طبیعى موتور هستند و نیازی به چک کردن نیست.	نیازی به اقدام نیست.
در حین ماساژ صدا بلندتر می شود.	چک کنید آیا دستگاه به طور مداوم ۴ ساعت کار کرده است یا نه.	دستگاه را خاموش کنید و حداقل یک ساعت به آن استراحت دهید.
سطح دستگاه داغ است.	چک کنید آیا دستگاه به طور مداوم ۴ ساعت کار کرده است یا نه.	دستگاه را خاموش کنید و حداقل یک ساعت به آن استراحت دهید.
گاهی دستگاه توقف می کند.	چک کنید دو شاخه در پریز شل نباشد.	دوباره دستگاه را امتحان کنید یا منبع تغذیه را چک کنید.
زمانی که دستگاه روشن می شود غلتک های ماساژ در قسمت کمر توقف می کنند.	دکمه روشن/خاموش بعد از قطعی برق فشرده نشده است.	دکمه روشن/خاموش را بفشارید. سپس هر یک از دکمه های عملکرد را انتخاب کنید.
	زمانسنج ماساژ را خاموش کرده است.	دکمه روشن/خاموش را بزنید. سپس هر یک از عملکردها را انتخاب کنید.
	دستگاه روشن شده است اما غلتک ماساژ به بالاترین وضعیت خود نیست.	لطفاً هر کدام از دکمه های عملکرد خودکار را فشار دهید و سپس غلتک ماساژ به صورت خودکار به قسمت شانه می رسد.
	سیم برق متصل نشده است.	سیم برق را وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.
وقتی دستگاه از طریق کنترل از راه دور به درستی کار نمی کند، باید آن را مدتی خاموش کنید و دوباره روشن کنید. اگر مشکل بعد از امتحان راه حل های ارائه شده در این راهنما همچنان ادامه داشت، لطفاً با نمایندگی خدمات تماس بگیرید.		

⚠️ احتیاط!

- در طول کار دستگاه، صداهایی که در زیر آمده بخش عادی کار صندلی هستند و روی کارایی آن تأثیر نمی گذارند.
- صداهایی هنگام ماساژ ضربه ای


- صدای برخورد غلتک‌ها زیر پوشش نشیمنگاه در حین مالش
- صدای بالا رفتن و پایین آمدن غلتک
- صدای کوسن ماساژ هوا
- صدای ضربه هوا و تخلیه هوا
- صدای بالا رفتن و پایین آمدن پشتی و دسته صندلی

خصوصیات دستگاه



مدل	LP-6700
عملکرد	۶ عملکرد خودکار، همگام‌سازی حرکت دسته صندلی، طولانی شدن ماساژ دست، طولانی شدن ماساژ خطی، ماساژ هوای کامل، عملکرد ماساژ خیلی آهسته، عملکرد شروع به کار تنها با یک دکمه، مفهوم فضای صفر
ماساژ خطی	۸۰۰ میلی متر
زاویه خم شدن	۹۵-۱۷۰
منبع تغذیه	AC ، ۲۲۰V-۵۰Hz ، ۱۲۰V-۶۰Hz
مصرف برق	۲۰۰ وات
تنظیمات زمان	خاموش شدن خودکار در ۲۰ دقیقه
ایمنی دستگاه	دارای محافظ حرارت زیاد، جریان زیاد، ولتاژ زیاد، محافظت در برابر برنامه غیرعادی و خاموشی خودکار
وزن خالص/ناخالص	۱۵۹/۱۳۰ کیلوگرم
ابعاد	۱۵۲۰×۱۰۵۰×۷۴۰
پوشش خارجی	چرم PU صندلی ماساژ
قطعات جانبی	سیم برق، قسمت‌های نصب، پد حائل

نمودار ستون فقرات





1. Blood vessel at head, face, brain, middle ear, inner ear, sympathetic nervous system	I - Neck	Headache, nervousness, insomnia, wind syndrome of head, hypertension, mental disorder, nervous break down, vertigo, periodic headache, amnesia
2. Eye, ocular nerve, ear nerve, tongue, forehead		Rhinitis, anaphylaxis, deafness, eye syndrome, fainting, eye disease
3. Cheek, external ear, facial bone, tooth, trigeminal nerve		Neuralgia, neuritis, acne, comedo, eczema
4. Nose, lips, mouth, Eustachian tube		Hay fever, catarrh, deafness, gland inflammation
5. Vocal cord, neck gland, pharynx		Laryngitis, hoarseness, laryngalgia
6. Muscles of neck, shoulder, tonsil		Cervical pain, torticollis, stiffneck, shoulder and arm pain, quinsy, chincough/asthma
7. Thyroid, bursa at shoulder and elbow		Bursitis, cold, thyroid gland disease
8. Oesophagus, trachea, hand, finger	II - Shoulder	Bronchial asthma, abnormal breathing, shortness of breath
9. Heart including heart artery, epimyocardium		Various heart diseases, chest pain
10. Lung, bronchus, pleura, thorax, breast		Bronchitis, pleurisy, pneumonia, mucus block
11. Gall bladder, ductus biliaris	III - Back	Various gall bladder diseases, jaundice, herpes zoster
12. Liver, blood		Liver disease, fever, hypotension, anaemia, blood circulation disease
13. Stomach		Various stomach diseases, gastritis, dyspepsia, cardialgia
14. Pancreas, duodenum		Abnormal blood sugar concentration, ulceration of intestines of stomach, gastroent
15. Spleen, diaphragm		Resistance decreases
16. Adrenal gland		Anaphylaxis, hives
17. Kidney		Nephropathy, vascular retrogression, apocammosis, nephritis, pyelitis
18. Kidney, urethra		Skin diseases, pimple, eczema
19. Small intestine, lymphatic circulation		Rheumatism, abdominal colicky pain, infertility
20. Large intestine, recta, groin	IV - Waist	Coproptosis, colonitis, dysentery, diarrhoea, hemia
21. Appendix, addomen, thigh		Convulsion, dyspnea, varix
22. Sexual organ, womb, bladder, knee		Bladder pain, menoxenia, menorrhagia, abortion, incontinence, impotency, menolipsis, knee pain
23. Prostate, waist muscle, sciatic nerve		Sciatica, waist pain, painful urination, polyuria, bacache
24. Calf, ankle, foot	V - Buttocks	Poor blood circulation at foot, ankle swelling, flabbiness, foot convulsion, feeling cold at foot
25. Pelvis, buttocks		Low back ache, corner bend of backbone
Recta, anus		Hemorrhoids, low backbone pain

نمودار نقاط طب سوزنی کف پا



گرایش و طرز نادرست ایستادن و نشستن باعث امراض ستون فقرات در ۹۰٪ افراد می شود. عدم درمان به موقع آن باعث بیماری هایی دیگر چون بی خوابی، امراض شکمی، درد در پشت و کمر، فتق دیسک مهره‌ای، سیاتیک و غیره می شود.

ماساژ: این عملکرد برای صندلی ماساژ ضروری است. به عنوان بخشی از درمان ، عملکرد ماساژ صندلی به آرامی ستون فقرات را برای کاهش فشار عصب و میزان بیماری ها آماده می کند.	
فشار انگشت: به دلیل اینکه بدن انسان حالت کوفتگی را برای مدت طولانی نگه می دارد، ماهیچه های سفت و کوفته باعث درد و کاهش گردش خون می شوند. عملکرد فشار انگشت با ماساژ ملایم تجویز شده ماساژ درمانی برای می کند. فشار آن تنها برای ماهیچه های زیر پوست تطبیق شده تا باعث آرامش ماهیچه، بهبود گردش خون و رفع درد و خستگی شود.	
مالش: کار طولانی بدون فعالیت فیزیکی باعث درد در ماهیچه های پشت و گردن خواهد شد. عملکرد مالش فوراً درد ماهیچه های گردن و پشت را از بین خواهد برد و گردش خون را در این نواحی بهبود می بخشد.	
مالش و ضربه: زمانی که بدن بسیار خسته است و درد زیادی در ماهیچه ها احساس می شود، مالش و ضربه به طور همزمان اجرا می شود. این عملکرد می تواند عمیقاً نقاط طب سوزنی را در ماهیچه دردناک تخمین بزند و کوفتگی را از بین ببرد.	
فشار هوا: به گفته متخصصان، عدم گردش درست خون به قلب باعث بیماری های قلبی، آنفارکتوس میوکارد و آنژیواسکروزیس می شود. ۱۰٪۰۰۰ قدم در روز برای رسیدن به یک گردش خون نرمال توصیه شده است. استفاده مکرر از ماساژ فشار هوا باعث می شود جریان خون به صورت عادی به قلب برگردد و بیماری های قلب را کاهش می دهد.	
درمان گواشا: به تازگی درمان گواشا، درمان سنتی چینی، معرفی شده است. ماساژ عمیق و گسترده نقاط انعکاسی کف پا، تخمین نقاط طب سوزنی، بهبود گردش خون که می تواند کارایی بافت اصلی مربوطه را تنظیم کند.	